


Intervenção Vascular // Periférica
Fio guia em aço inoxidável / 0,018"

Cruiser-18



Alma central em monofilamento de aço inoxidável



Ponta remoldável com coil de alta visibilidade



Múltiplas configurações da ponta oferecem opções em lesões complexas

Cruiser-18

Indicado para o uso na vasculatura periférica.*

Intervenção
Vascular
Periférico



Dados técnicos		Fios guia	
		Diâmetro	0,018"
		Comprimento	195 cm e 300 cm
Material	Alma central	Aço inoxidável	
	Coil externo	Aço inoxidável de 6 cm	
	Coil interno	Platina/tungstênio de 2 cm (radiopaco)	
Comprimento da ponta radiopaca		2 cm	
Revestimento	Proximal	PTFE	
	Distal	Hidrofílico de 13,3 cm	
Níveis de flexibilidade da ponta	Média	25 mm	
	Rígida	10 mm	

Informações para pedido	Número do catálogo	Nível de suporte	Comprimento
	357259	Média	195 cm
	357260	Rígido	195 cm
	357261	Média	300 cm
	357262	Rígido	300 cm

*Indicação conforme IFU

Fabricante:
BRIVANT LTD.
Parkmore West
Business Park,
Galway, Irlanda
Tel. +353 91 385 037
Fax. +353 9176 6598

Distribuidor:
BIOTRONIK AG
Ackerstrasse 6
8180 Bülach, Suíça
Tel +41 (0) 44 8645111
Fax +41 (0) 44 8645005
info.vi@biotronik.com
www.biotronik.com

© 2018 BIOTRONIK AG – Todos os direitos reservados.
As especificações estão sujeitas à modificação, revisão e melhoria.

 **BIOTRONIK**
excellence for life